


Dentalis®

Ciment de scellement endocanalair

15 g de poudre
10 ml de liquide
Spatule et bloc
de mélange



Ciment de scellement à l'hydroxyde
de calcium et à l'iodoforme



Dentalis®

Ciment de scellement endocanalair

15 g de poudre
10 ml de liquide
Spatule et bloc
de mélange



Ciment de scellement à l'hydroxyde
de calcium et à l'iodoforme



Indications

- Ciment de scellement canalair
- Pansement antibactérien

Avantages

- Excellente radioopacité
- Antibactérien
- Caractéristiques de fluidité idéales
- Adhère aux parois canalaies et à la gutta-percha
- Assure l'obturation de l'espace endocanalair



Indications

- Ciment de scellement canalair
- Pansement antibactérien

Avantages

- Excellente radioopacité
- Antibactérien
- Caractéristiques de fluidité idéales
- Adhère aux parois canalaies et à la gutta-percha
- Assure l'obturation de l'espace endocanalair

Disponible chez votre fournisseur habituel

Données techniques

Radioopacité 4,4 mmAL
Fluidité 31 mm, Solubilité 1,75 %
Temps de prise 5 à 10 minutes
Temps d'action 4 à 6 heures

Le coffret comprend:
15 g de poudre 10 ml de liquide
Spatule et bloc de mélange

Dépasse les standards internationaux

- RADIOOPAQUE
- CURATIF
- EXCELLENTE FLUIDITE



NEO DENTAL INTERNATIONAL INC.

2505 South 320 Street, Suite 625
Federal Way, WA 98003
USA

Tel (253) 946-0814 Toll Free: 1-800-720-0096
Fax (253) 946-0885 E-mail: ndi@neodental-intl.com

Web: www.neodental-intl.com

Disponible chez votre fournisseur habituel

Données techniques

Radioopacité 4,4 mmAL
Fluidité 31 mm, Solubilité 1,75 %
Temps de prise 5 à 10 minutes
Temps d'action 4 à 6 heures

Le coffret comprend:
15 g de poudre 10 ml de liquide
Spatule et bloc de mélange

Dépasse les standards internationaux

- RADIOOPAQUE
- CURATIF
- EXCELLENTE FLUIDITE



NEO DENTAL INTERNATIONAL INC.

2505 South 320 Street, Suite 625
Federal Way, WA 98003
USA

Tel (253) 946-0814 Toll Free: 1-800-720-0096
Fax (253) 946-0885 E-mail: ndi@neodental-intl.com

Web: www.neodental-intl.com