


# Multiflex Syringe®

Seringue réutilisable pour l'irrigation



3 seringues en code couleurs  
Bloc spongieux destiné à  
appliquer le lubrifiant

For dental use only

Seringue autoclavable



**Clinically Proven!**  
FDA 510(k)  
K955703  
(issued 1996)

## Indications

- Irrigation parodontale
- Irrigation endodontique

## Avantages

- Embout souple empêchant les lésions tissulaires
- Autoclavable, peut être réutilisé 50 fois
- Compatible avec tous les liquides
- Seringue calibrée à 5,5 ml
- Embout fin

**Disponible chez votre fournisseur habituel**

**Le coffret comprend :**

3 seringues en  
code couleurs  
plus du lubrifiant

- CHEMICLAVABLE
- AUTOCLAVABLE
- REUTILISABLE



**NEO DENTAL INTERNATIONAL INC.**

2505 South 320 Street, Suite 250  
Federal Way, WA 98003 USA

**Web: [www.neodental-intl.com](http://www.neodental-intl.com)**

Tel (253) 946-0814 Toll Free: 1-800-720-0096  
Fax (253) 946-0885 E-mail: [ndi@neodental-intl.com](mailto:ndi@neodental-intl.com)