


Dentalis®

Sigillante per canale radicolare

15g polvere
10ml liquido
Cucchiaino e
blocco di
miscelazione



Iossido di calcio
e sigillante Iodoform

CE 00123
Emergo Group
(866) 232-2005

Indicazioni

- Sigillante del canale radicolare
- Agente antibatterico

Clinically Proven!
FDA 510(k)
K971642
(issued 1997)



Vantaggi

- Eccellente radiopacità
- Antibatterico
- Caratteristiche di scorrimento ideale
- Aderisce alle pareti del canale radicolare e alla guttaperca
- Assicura la chiusura della cavità della polpa radicolare

Disponibile dal Vostro rivenditore locale

Dati tecnici

Radiopacità 4.4 mmAL
Scorrimento 31.0 mm
Solubilità 1.75 %
Tempo di presa 5 - 10 minuti
Tempo di lavorazione 4 - 6 ore
La confezione contiene:
15g polvere 10ml liquido
Cucchiaino e blocco di
miscelazione

Sorpassa gli standards internazionali

- **RADIOPACO**
- **MEDICATO**
- **ECCELLENTE SCORRIMENTO**



NEO DENTAL INTERNATIONAL INC.

2505 South 320 Street, Suite 250
Federal Way, WA 98003 USA

Web: www.neodental-intl.com

Tel (253) 946-0814 Toll Free: 1-800-720-0096
Fax (253) 946-0885 E-mail: ndi@neodental-intl.com